



胚移植用カテーテル

体外受精や顕微授精した胚を子宮内への移植目的に使用します。

カテーテル長は18cmと23cmの2種類をラインナップしました。

● 胚移植用カテーテル(外筒付き)

NM-ET18 ※

NM-ET23




● 胚移植用カテーテル専用スタイレット

NM-ET18-SD ※

NM-ET23-SD



特徴



- 1 カテーテル先端を熱加工処理により滑らかな丸みに仕上げています。
- 2 シース先端も熱加工処理によりバリがなくカテーテルとの接続もスムーズです。
- 3 目盛りは数字で、両側に印字しております。

○ 胚移植用カテーテル

カタログ番号	品名	長さ	ハブ色	包装形態	滅菌方法
NM-ET18 ※	胚移植用カテーテル(外筒付き)	18cm	ピンク	10本/箱	E.O.G.滅菌
NM-ET23		23cm	グリーン		
NM-ET18-SD※	胚移植用カテーテル専用スタイレット	13.5cm	ブルー		
NM-ET23-SD		18.5cm	イエロー		

※受注生産 (医療機器認証番号：21400BZZ00244000 販売名：ニプロETキャス)



株式会社ナカメディカル

〒190-0012 東京都立川市曙町1-18-2 一清ビル別館
TEL:042-529-9313 FAX:042-529-9517

<http://www.nakamedical.co.jp>

製造元：



ニプロ株式会社