



卓上型除振プラットフォーム

ICSI時の微細な振動の防止に有効です



特徴

- ◆ 薄型・コンパクト(45mm)
- ◆ 軽量(約5kg)
- ◆ 電源・エアー源不要
- ◆ 日常の調整不要
- ◆ メンテナンスフリー
- ◆ 各社顕微鏡に対応

VISTEK社の除振プラットフォームVIPシリーズは、パッシブメカニカル式で薄型・軽量ながらも大型の空気バネ式除振台以上の除振性能を備えています。

エアーや電気の設備も必要なく、さらに日常の保守・調整の必要もありません。

また、コンパクトで各社顕微鏡に沿った形状になりますので、これまでの四角形状の除振台では無駄になっていた顕微鏡周りのスペースを有効活用できます。



設置例：Olympus IX71

型番	品名	対応機種
VIP-3200	卓上型除振プラットフォーム	各社顕微鏡

お問い合わせは下記へどうぞ

販売代理店



株式会社ナカメディカル

〒190-0012 東京都立川市曙町1-18-2 一清ビル別館
Tel.(042)529-9313 Fax.(042)529-9517

製造元：米国 **VISTEK** 社