



NI HEPES Medium P+ HEPES Medium

インキュベーター外で胚を守ります。
さらにready to useのP+へペスメディウムもラインナップ。



- HTFメディウムにHEPESが添加されていますので、大気中で至適なpHに保たれます。
- 大気中でご使用ください。ICSIや胚移植時にはNPS(代替血清)を適量添加してご使用ください。
P+へペスメディウムはNPS(代替血清)添加済みですのでそのままご使用いただけます。
- ロット毎にpH、浸透圧、エンドトキシン濃度のチェック、無菌試験を行っております。
- 使用期限(製造後1年)はバイアルラベルの下部に表示してあります。
例: Exp.2015.05.26 = 使用期限2015年5月26日
- 適正な温度での保管と清潔な環境下でご使用いただき、製品の品質維持のために開封後1ヶ月を目安に使い切ってください。

カタログ番号	品名	用途	内容	使用期限/保存条件
NH100	NI へペスメディウム	採卵、精子洗滌、ICSI、胚移植など 大気中での胚の操作等	100ml	製造後1年/ 要冷蔵(2~8℃)
PH100	P+ へペスメディウム			

※本製品は薬事法の定めるところの医療機器、体外診断薬ではありません。ヒトまたは動物の治療に用いるものではありません。
※記載の仕様等は、予告なく変更される場合があります。写真と実際の製品とは若干異なる場合があります。

販売代理店

販売元 ● **株式会社ナカメディカル**

〒190-0012 東京都立川市曙町1-18-2 一清ビル別館
Tel.(042)529-9313 Fax.(042)529-9517
<http://www.nakamedical.co.jp>

製造元 ● 株式会社細胞科学研究所