

# 70cc 採精用コンテナ



安全性に配慮した個別包装採用の、70cc採精用コンテナです。

- 情報を記入できるラベル付です。
- 個別包装になっております。
- γ線滅菌済です。
- 材質は本体PP(ポリプロピレン)、キャップPE(ポリエチレン)製です。
- サイズ: 高さ55mm(キャップ含む)、直径48mm

カタログ番号	品名	用途	容量	数量
NM-4370S	70cc採精用コンテナ	精液の採取用容器	70cc	100個

※記載の仕様等は、予告なく変更される場合があります。写真と実際の製品とは若干異なる場合があります。

販売代理店

販売元 ● **株式会社ナカメディカル**

〒190-0012 東京都立川市曙町1-18-2 一清ビル別館  
Tel.(042)529-9313 Fax.(042)529-9517  
<http://www.nakamedical.co.jp>