




PBS (-) (Phosphate Buffered Saline)



- 本製品はARTラボラトリー専用開発されたリン酸緩衝生理食塩水です。
- 生理的なpH範囲(pH7.5±0.2)で緩衝能を有する等張液です。
- カルシウム、マグネシウム、グルコース、ピルビン酸、フェノールレッドは含有していません。
- 採卵や胚移植の前に行う、子宮頸部の洗浄および胚や配偶子の凍結保存液を調製するための溶媒などにご使用ください。

| カタログ番号 | 品名 | 用途 | 内容 | 使用期限/保存条件 |
|--------|---------|------------------|-------|--------------|
| PP500 | PBS (-) | 子宮頸部洗浄・胚凍結保存液の調製 | 500ml | 製造後2年/2~30°C |

※本製品は薬事法の定めるところの医療機器、体外診断薬ではありません。ヒトまたは動物の治療に用いるものではありません。
 ※記載の仕様等は、予告なく変更される場合があります。写真と実際の製品とは若干異なる場合があります。

販売代理店

販売元 ● **株式会社ナカメディカル**
 〒190-0012 東京都立川市曙町1-18-2 一清ビル別館
 Tel.(042)529-9313 Fax.(042)529-9517
<http://www.nakamedical.co.jp>

製造元 ● 株式会社細胞科学研究所