



# 100cc 採精用コンテナ



個別包装でなく大きな PE 袋に入っています。



食品 PET ボトルの蓋と同じ開封確認方式です。



開封すると蓋のリングが滅菌コンテナ側に残ります。

電子線滅菌製品です。  
蓋を回転させるとカチッという音とともに開封されます。  
使用期限は底面に記載してあります。

カタログ番号	品名	用途	容量	数量
724461-100	100cc 採精用コンテナ(100 入り)	精液の採取用容器	100cc	100 個

販売代理店



**株式会社ナカメディカル**

〒190-0012 東京都立川市曙町1-18-2 一清ビル別館  
Tel.(042)529-9313 Fax.(042)529-9517