


50mm ガラスボトムディッシュ



- 底面の直径50mm、ガラス部分の直径が35mmのガラスボトムディッシュです。
- プラスチック製ディッシュに比べて底部の厚みが薄く均一なため、紡錘体の確認、高倍率による精子の観察などに最適です。
- ディッシュの直径が50mmと大きいため、1枚のディッシュで観察から顕微授精まで行なうことができます(ファルコン351006と同径)。



カタログ番号	品名	規格	備考
FD5040-100	50mmガラスボトムディッシュ	100枚(個包装)/箱	γ線滅菌済み

※記載の仕様等は、予告なく変更される場合があります。写真と実際の製品とは若干異なる場合があります。

販売代理店

販売元 ● **株式会社ナカメディカル**

〒190-0012 東京都立川市曙町1-18-2 一清ビル別館
Tel.(042)529-9313 Fax.(042)529-9517

<http://www.nakamedical.co.jp>