

# マグネット式除振プレート／ ICSIテーブル



マグネット式除振プレート

ICSIテーブル  
(設置例: Olympus IX73)



- 顕微鏡に合わせたT型形状
- 軽量(約5kg)
- 電源・エア源不要
- メンテナンスフリー
- 各社顕微鏡に対応

NAKA ivf マグネット式除振プレートは、小型・軽量ながらも優れた除振性能を備えています。エアや電気の設備も必要なく、さらに日常の保守・調整の必要もありません。また、倒立型顕微鏡に合わせたコンパクトなT型形状ですので、これまでの四角形状の除振台では無駄になっていた顕微鏡周りのスペースを有効活用できます。

専用テーブル(ICSIテーブル)の場合は、プレートが埋め込み式でフラットになりますので高さが気になりません。テーブル表面はスチール製ですのでインジェクターや манипуレーター用ハンドルなどが鉄板なしで設置できます。また、ご希望のサイズでの作製も可能です。

カタログ番号	品名	対応機種
NM-MLT-ON	マグネット式除振プレート(T型)	各社倒立型顕微鏡
NM-AVT-12	ICSIテーブル(マグネット式除振プレート、モニターアーム含む)	W1,200×D750×H800mm

※記載の仕様等は、予告なく変更される場合があります。写真と実際の製品とは若干異なる場合があります。

販売代理店

販売元 ● 株式会社ナカメディカル

〒190-0012 東京都立川市曙町1-18-2 一清ビル別館  
Tel.(042)529-9313 Fax.(042)529-9517

<http://www.nakamedical.co.jp>