

デニユベット／ 専用ピペッター



- 卵子の裸化や胚の移動など用途に合わせ豊富なサイズ(先端内径125~600 μ m)をご用意しています。
- 樹脂製で柔軟性が高いため折れにくく、ディッシュの底を傷つける心配もありません。
- γ 線滅菌済み、マウスエンブリオテストとエンドキシン検査済みです。
- 1パック10本入りのコンパクトなケースなので、在庫スペースを取りません。
- マウスピースで使用するための接続アダプターもご用意しております。



カタログ番号	品名	用途	規格
NM-DEN-125	デニユベット 125 μ m	ICSI用に卵子を裸化するとき(顆粒膜細胞除去)	10本×5包/箱
NM-DEN-135	デニユベット 135 μ m		
NM-DEN-140	デニユベット 140 μ m	IVF後、受精確認のため受精卵を裸化するときなど	
NM-DEN-150	デニユベット 150 μ m		
NM-DEN-175	デニユベット 175 μ m		
NM-DEN-200	デニユベット 200 μ m	胚盤胞などを扱うとき	
NM-DEN-275	デニユベット 275 μ m		
NM-DEN-300	デニユベット 300 μ m		
NM-DEN-600	デニユベット 600 μ m	大きな細胞を扱うとき	1本
NM-STR	専用ピペッター	本体：繰り返し使用可能	

※記載の仕様等は、予告なく変更される場合があります。写真と実際の製品とは若干異なる場合があります。

販売代理店

販売元 ● **株式会社ナカメディカル**

〒190-0012 東京都立川市曙町1-18-2 一清ビル別館
Tel.(042)529-9313 Fax.(042)529-9517

<http://www.nakamedical.co.jp>

製造元 ●



(1503003000)