

# IVF ウォーミングブロック



B01



B03



B06



B08



B09



B16F



B24



B25



B28



B29



B30/B35



B40



B41



B43



G01

バラエティ豊かな  
ウォーミングブロックです。



G02



G03



T47



R65



G73



G85

# IVF ウォーミングブロック

幅広いニーズに対応します。

カタログ番号	品名
B01	φ17mmチューブ用 7本立て
B03	φ12mmチューブ用 12本立て
B06	φ12mmチューブ用 12本立て
B08	φ17mmチューブ用 10本立て
B09	φ17mmチューブ Swim-Up用 (45°) 2本立て
B16F	Falcon 35mmディッシュ用
B24	Falcon 60mmセンターウィルディッシュ用
B25	Falcon 60mmディッシュ用
B28	Nunc 4ウェルディッシュ用
B29	ナカメディカル IVF用5ウェルディッシュ用

カタログ番号	品名
B30	20mlシリンジ用 5本立て
B35	10mlシリンジ用 5本立て
B40	100mlメディウムボトル用
B41	50mlメディウムボトル用 2本立て
B43	10mlメディウムボトル用 4本立て
G01	ガラスインキュベーター φ140mm×H75mm
G02	ガラスインキュベーター φ130mm×H130mm
G03	ガラスインキュベーター φ140mm×H25mm

カタログ番号	品名	サイズ	温度設定	備考
T47	ウォーミングプレート	W470×D460×H10mm	室温～49℃ (0.1℃毎)	
R65	ウォーミングトrolley	W664×D581×H777mm	室温～49℃ (0.1℃毎)	ウォーミングエリア W450×D380mm
G73	ブロックウォーマー	W200×D178×H95mm	室温～49℃ (0.1℃毎)	
G85	ベンチトップインキュベーター	W270×D337×H95mm	室温～49℃ (0.1℃毎)	混合ガスを使用

※記載の仕様等は、予告なく変更される場合があります。写真と実際の製品とは若干異なる場合があります。

販売代理店

国内総代理店



**株式会社ナカメディカル**

〒190-0012 東京都立川市曙町1-18-2 一清ビル別館  
Tel.(042)529-9313 Fax.(042)529-9517

<http://www.nakamedical.co.jp>

製造元 ●  K-SYSTEMS Kivex Biotec A/S

(1601003000)