



ウォッシュドオイル

ONESTEP® メディウムに最適です。

IVF、胚培養、ICSIおよびアシステッドハッチングなどで少量の培養液(マイクロドロップ)をカバーするために使用するパラフィンオイルです。



- ろ過滅菌に加え超純水で洗浄を行っています。
超純水でオイルを洗浄し飽和させることで、メディウムをオイルカバーした際にメディウムからの水分を吸収することを防ぎます。その結果、オイル内に存在する水溶性の過酸化物の濃度を下げ、POVの値を抑えることができます。加えてその他の水溶性の毒性化合物の濃度も減らします。
- 出荷前にPOV(過酸化価)を測定し0.1meq/kg以下であることを確認しています。
POVの値が概ね0.2meq/kg以上から胚発生が阻害されるという報告があります。
酸化を防ぐために遮光して冷蔵庫で保存してください。
- エンドキシン検査、120時間のマウスエンブリオテストを毎ロットで実施しています。
- 本製品は遮光のうえ、冷蔵でお届けします。

カタログ番号	品名	用途	容量	使用期限/保存条件
WO100	ウォッシュドオイル	培養液のドロップカバー	100ml	製造後1年/ 暗所 (2~8°C)
WO500			500ml	

※本製品は薬事法の定めるところの医療機器、体外診断薬ではありません。ヒトまたは動物の治療に用いるものではありません。
※記載の仕様等は、予告なく変更される場合があります。写真と実際の製品とは若干異なる場合があります。

販売代理店

販売元 ● **株式会社ナカメディカル**

〒190-0012 東京都立川市曙町1-18-2 一清ビル別館
Tel.(042)529-9313 Fax.(042)529-9517
<http://www.nakamedical.co.jp>