


採卵針

- 先端に塗布された医療用シリコンにより
スムーズな穿刺を実現。採卵の負担を軽減します。
- 超音波下で鮮明な、螺旋エコーマークを採用。



螺旋エコーマーク

- 低価格を実現しました。



※写真は全長310mm

カタログ番号	カタログ番号	品名	ハブ色	ゲージ	包装形態
NM-2131HD	NM-2135HD	採卵針 (内芯無し)	グリーン	21G	10本/箱
NM-2031HD	NM-2035HD		イエロー	20G	
NM-1931HD	NM-1935HD		クリーム	19G	
NM-1831HD	NM-1835HD		ピンク	18G	

承認番号: 224AAB2X000890000 販売名: ニプロAPニードル

シングルルーメン採卵針

- 先端に塗布された医療用シリコンにより
スムーズな穿刺を実現。採卵の負担を軽減します。
- 超音波下で鮮明な、螺旋エコーマークを採用。
- 低価格を実現しました。



※写真は全長310mm

カタログ番号	カタログ番号	品名	ハブ色	ゲージ	包装形態
NM-2031AL	NM-2035AL	シングルルーメン 採卵針	イエロー	20G	10本/箱
NM-1931AL	NM-1935AL		クリーム	19G	
NM-1831AL	NM-1835AL		ピンク	18G	

承認番号: 21300BZZ00178000 販売名: ニプロAPニードル

※記載の仕様等は、予告なく変更される場合があります。写真と実際の製品とは若干異なる場合があります。

販売代理店

販売元 ● **株式会社ナカメディカル**

〒190-0012 東京都立川市曙町1-18-2 一清ビル別館
Tel.(042)529-9313 Fax.(042)529-9517

<http://www.nakamedical.co.jp>

製造元 ● 

(20170331YN)