

## インキュベーター アナライザー



- ボタン1つでインキュベーター内のガス濃度測定が行えます。
- 手のひらサイズのコンパクトさで軽量のため使いやすく、置き場所に困りません。
- 簡単操作のユーザーキャリブレーション機能付きです。大気によるCO<sub>2</sub>とO<sub>2</sub>の校正が可能です。
- バックライト付きディスプレイ採用で見やすい数値表示。
- 最大8時間のポンプ稼働(満充電時)。
- 水分除去機構が内蔵されています。また、交換可能な水滴除去用フィルターが付属しています。
- ドライインキュベーター、コンベンショナルインキュベーターのどちらのタイプも測定できます。

カタログ番号	<b>NM-COGA100</b>
品名	インキュベーターアナライザー

### 仕様

ポンプ流量	100cc/分
CO <sub>2</sub> センサー	赤外線式
CO <sub>2</sub> 測定範囲	0~20%
CO <sub>2</sub> 測定精度	測定値の±1%
O <sub>2</sub> センサー	電気化学式(3年毎の交換を推奨)
O <sub>2</sub> 測定範囲	0~100%
O <sub>2</sub> 測定精度	測定値の±1%
外形寸法	W100×D55×H165mm
重量	495g

販売代理店

販売元 ● **株式会社ナカメディカル**

〒190-0012 東京都立川市曙町1-18-2 一清ビル別館  
Tel.(042)529-9313 Fax.(042)529-9517  
<http://www.nakamedical.co.jp>

製造元 ●  **Geotech**