

# NM サクシヨンポンプ



- 静かな動作音です。
- 吸引圧は -100～-400mmHgの広範囲で設定可能です。
- 吸引圧の表示は見やすいLED表示です。
- 吸引した液体が本体へ流入してしまうのを防ぐためのガラス製吸引瓶が付属しています。
- フットスイッチはヒンジがケーブル側にあることにより踏み込みやすい形状です。
- 本体色は清潔感のあるホワイトです。

カタログ番号	<b>NM-SP400</b>
品名	NM サクシヨンポンプ
<b>仕様</b>	
陰圧範囲	-100～-400mmHg
吸引指示圧	-100、-125、-150、-175、 -200、-225、-250、-275、 -300、-350、-400mmHg
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	20W
外径寸法	W215×D190×H143mm (吸引瓶含む)
重量	約4.0kg

販売代理店

販売元 ● **株式会社ナカメディカル**

〒190-0012 東京都立川市曙町1-18-2 一清ビル別館  
Tel.(042)529-9313 Fax.(042)529-9517  
<http://www.nakamedical.co.jp>