

# Embryo Shield

## IVF用インラインガスフィルター

New

IVF用ガスインラインフィルターとしては  
世界初! 0.1 $\mu$ mのHEPAフィルターを採用。  
ヤシの実由来の活性炭との組み合わせで、  
よりクリーンな培養環境を実現します。



- Embryo Shieldはインキュベーターへのガス経路に取付けるHEPA/VOCフィルターです。
- 組み込まれたHEPAフィルターの気孔は0.1 $\mu$ mと非常に小さく、  
また、従来製品の5倍の表面積を持っているため、圧力がかかった場合でも気孔の拡大を防ぎ、  
より多くの粒子を濾過することができます。
- VOCを除去するための活性炭フィルターにはココナッツ由来の活性炭を使用しています。  
従来の木炭ベースの活性炭と比べ20倍以上の気孔を持っているため、  
より多くの粒子を吸着することができます。  
また、吸着性を向上させるために滅菌済みの超純水で6度洗浄を施しています。

カタログ番号	品名	規格	交換期間
NM-ES001	Embryo Shield IVF用ガスインラインフィルター	1本	6ヶ月
NM-ESSTK	Embryo Shield スターターキット(マグネット付きブラケット、カップリング)	1式	—

販売代理店

販売元 ● 株式会社ナカメディカル

〒190-0012 東京都立川市曙町1-18-2 一清ビル別館  
Tel.(042)529-9313 Fax.(042)529-9517  
<http://www.nakamedical.co.jp>

製造元 ●

