



# ガラスボトムシャーレ



- ディッシュの直径は50mm、底面のガラス部分の直径が39mmのガラスボトムディッシュです。
- プラスチック製のディッシュに比べ、底部に高品質なガラスを採用した事により、厚みが均一で薄いため、高倍率による紡錘体や精子の観察などに最適です。
- ガラス部の直径が39mmと大きいため、一枚のディッシュで観察から顕微授精まで同時に行う事が可能です。



カタログ番号	品名	規格	備考
NM-GD501	ガラスボトムシャーレ	100枚/箱(個包装)	γ線滅菌済み

※記載の仕様等は、予告なく変更される場合があります。写真と実際の製品とは若干異なる場合があります。

販売代理店

販売元 ● **株式会社ナカメディカル**

〒190-0012 東京都立川市曙町1-18-2 一清ビル別館  
Tel.(042)529-9313 Fax.(042)529-9517

<http://www.nakamedical.co.jp>