

採精用コンテナ



安全性に配慮した個別包装採用の採精用コンテナです。

- 70ccと100ccの2種類をラインアップ。
- 安全性に配慮した個別包装を採用。
- 滅菌済みです。
- 材質は本体PP(ポリプロピレン)、キャップPE(ポリエチレン)製です。
- 70cc採精用コンテナは情報を記入できるラベル付です。

カタログ番号	品名	容量/サイズ	滅菌方法	数量
NM-4370S	70cc採精用コンテナ	70cc / 口径43mm 高さ55mm(キャップ含む)	γ線滅菌	100個
NM-57100S	100cc採精用コンテナ	100cc / 口径57mm 高さ72mm(キャップ含む)	電子線滅菌	100個

※記載の仕様等は、予告なく変更される場合があります。写真と実際の製品とは若干異なる場合があります。

販売代理店

販売元 ● **株式会社ナカメディカル**

〒190-0012 東京都立川市曙町1-18-2 一清ビル別館
Tel.(042)529-9313 Fax.(042)529-9517
<http://www.nakamedical.co.jp>