



IVF用 4ウェルディッシュ



New

培養用ディッシュのスタンダード
NAKA ivfより待望の販売開始!

- 媒精、培養、移植時やヴィトリフィケーション、顆粒膜細胞除去の手技など幅広い用途で使用できます。
- 従来の4ウェルディッシュの形状を踏襲しているため、違和感がありません。
- 底面角に丸みがありますので胚が隅に寄りません。
- マウスエンブリオテスト、エンドトキシン検査、γ線滅菌済みです。
- 日本国内で製造しています。

カタログ番号	品名	規格	備考
NM-CD-4	IVF用4ウェルディッシュ	4枚×25包/箱	γ線滅菌、MEA済み

※記載の仕様等は、予告なく変更される場合があります。写真と実際の製品とは若干異なる場合があります。

販売代理店

販売元 ● **株式会社ナカメディカル**
〒190-0012 東京都立川市曙町1-18-2 一清ビル別館
Tel.(042)529-9313 Fax.(042)529-9517
<http://www.nakamedical.co.jp>