



IVF 関連製品

# UNIEVER 採卵針

経膈超音波下での穿刺に・・・採卵用穿刺針  
18G、19G、20G の 3 種類をラインアップ！！



●切れ味のためにバックベベルを施しました。

UNIEVER 採卵針 ○エコマークタイプ ○ヒューバーポイントタイプ

カタログ番号	ゲージ	長さ	先端形状	包装形態	滅菌方法
NM-2031N	20G	310mm	● ノーマルポイント(バックベベル付)	25 本/箱	E.O.G.滅菌
NM-1931N	19G		● 切削によるエコマーク付き		
NM-1831N	18G		● ヒューバーポイントタイプ		
NM-1831H	18G				

仕様・外観については、予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。 認証番号：219ABBZX00040000 販売名：UNIEVER 採卵針

販売代理店

販売元:



株式会社ナカメディカル

〒190-0012 東京都立川市曙町1-18-2 一清ビル別館  
Tel.(042)529-9313 Fax.(042)529-9517

<http://www.nakamedical.co.jp>

製造元:



株式会社ユニシス埼玉工場